

Ultimate Recover Upper Leg

cold compression therapy for
upper leg injuries



WE CARE U SPORT.

Wat biedt Ultimate Recover Upper Leg jou?

- Twee therapieën in één behandeling: koude- en compressietherapie.
- Bevordering herstel van bovenbeenblessures en overbelasting van het onderbeen.
- Verlichting van pijn, voorkoming en vermindering van zwellingen.
- Ondersteuning van behandeling van gewrichtsklachten door gewrichtsontstekingen (arthritis), zoals reumatische aandoeningen.
- Vermindering spiervermoeidheid en spierpijn.
- Ondersteuning bij herstel van verrekkingen en verstuikingen.
- Ondersteuning van herstel na een operatie aan het bovenbeen en bij de revalidatie.
- Door het kunnen geven van compressie sluit de brace perfect aan op de dij en dringt de koude werking dieper door.

De innovatieve Ultimate Recover Upper Leg combineert de verkoelende verlichting van koudetherapie met de gerichte steun van compressie. Dit zorgt voor effectieve pijnverlichting, vermindering van zwelling en bevordering van het herstel van verrekkingen, verstuikingen en andere bovenbeenblessures. Perfect voor sporters met een acute bovenbeenblessure of chronische bovenbeenproblemen die niets liever willen dan snel en effectief terugkeren naar hun sport!

De Ultimate Recover Upper Leg beschikt over een ademende nylon bandage die niet alleen uiterst comfortabel zit, maar ook pijn verlicht en het herstelproces ondersteunt. Pas de druk aan met het handige compressiepompje naar jouw persoonlijke comfort, voor een effectieve behandeling en een pasvorm perfect aansluit op het bovenbeen.

De bandage wordt geleverd met een uitneembaar en herbruikbaar gel pack. De gel pack is ook los te bestellen. Zo heb je altijd een extra gelpack achter de hand, klaar om gebruikt te worden. Ervaar de Ultimate Recover Upper Leg en bevorder je herstel, zodat je zo snel mogelijk je favoriete sport weer kunt beoefenen!

Productinformatie

- Artikelnr.: 87-400032 (Ultimate Recover compleet)
- Artikelnr.: 87-400043 (gel pack los)

Inhoud verpakking

- Ultimate Recover Upper Leg
- Gebruiksaanwijzing op achterzijde omdoos

Gebruiksaanwijzing

Zie achterzijde ►

Meer informatie 



87-400043




87-400032

Gebruiksaanwijzing

Onderdelen

(1) compressieband (2) gel pack
(3) pomp met slang (4) ontluuchtingsknop

1. Leg ten minste 2 uur voor gebruik het gel pack (2) in de koelkast of vriezer.
2. Breng het gel pack (2) met de achterzijde (voorzien van klittenband) aan op de compressieband (1).
3. Wikkel de band rond uw dijbeen en bevestig deze met klittenband in de gewenste positie op uw dij (B+C).
4. Sluit de slang (3) aan op de AAN/UIT schakelaar en draai deze op het tweewegventiel.
5. Zet de schakelaar in de AAN-positie.
6. Begin met pompen (voor compressie) en verhoog de druk rondom het dijbeen*. Om het compressieniveau te verlagen: druk de ontluuchtingsknop (4) in totdat het gewenste compressieniveau is bereikt.
7. Zet op het gewenste compressieniveau de schakelaar in de UIT-positie en draai de slang vervolgens los.
8. Pas de compressietherapie gedurende 5 tot 10 minuten toe. Verwijder de compressiebandage daarna gedurende 5 tot 10 minuten en herhaal indien gewenst tot maximaal 4 keer per dag.
9. Laat de lucht ontsnappen uit de compressieband voordat u de band afdoet; druk op de ontluuchtingsknop (4).



* Voorkom overcompressie; overmatige druk kan bloedsomloopstoornis veroorzaken

Dit medisch hulpmiddel maakt toepassing van de **RICE**-methode mogelijk; **R**ust – **I**js/Koelen – **C**ompressie – **E**levatie (hoog houden van geblesseerde ledemaat). De RICE-methode wordt **aanbevolen door sportverzorgers en fysiotherapeuten** voor de eerste fase van je sportblessure.

Scan de QR-code voor meer informatie over het juiste gebruik van de Ultimate Recover Upper Leg!



WE CARE U SPORT.