

instruction for use
gebruiksaanwijzing
mode d'emploi
gebrauchsanweisung



WE CARE U SPORT.

Fittner TOUCH & GO

percussion massage device for warming-up,
recovery and muscle relaxation

- NL** percussie massage-apparaat voor warming-up, herstel en spierontspanning
FR appareil de massage par percussion, pour l'échauffement, la récupération et la relaxation musculaire
DE Perkussionsmassagegerät zum Aufwärmen, Erholung und zür Muskelentspannung

GB




NL

FR

DE

MASSAGE

Optional feature
Optionele functie
Fonctionnalité facultative
Optionale Funktion



Incorrect application can cause injuries. Do not use the device if you have any physical health concerns. Read the instruction for use before using this product. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

- | | |
|--|--------------------------------|
| A Display panel | E Pressure indicator |
| B Quick detachable massage head | F Power indicator |
| C Non-slip wrist strap | G Multi-function button |
| D Gear indicator | H Charging port |
-

1. CONTENTS

- 1x Instruction for use
 - 1x Portable Massage gun
 - 1x 2500 mAh Li-ion
 - 1x USB Type-A to Type-C charging cable
 - 4x Detachable massage attachment
-

2. DESCRIPTION

This is a Portable Massage Device with 5 powerful speed levels. It delivers high penetration muscle relief and a faster, more effective recovery for sport athletes.

Main functions:

Relieving muscle soreness, stimulating the circulation of blood, relieving stiffness of cervical vertebrae, and improving muscle recovery.

FEATURES

- 5 speed level frequency
- 2500 mAh Lithium Battery
- 1 year warranty

3. INSTRUCTIONS FOR USE

1. Press and hold the multi-function button (G) for 1 second to turn on the power.
2. Short press the multi-function button (G), the machine starts to work, each press will increase the vibration strength by 1 gear. The fifth gear is AI mode.
3. In the process of use, the pressure indicator (E) will display the current pressure in real time. There are three force gears.
4. Press and hold the multi-function button (G) for 1 second to shut down.

CHARGING

The charging port is on the top of the massage gun.

1. Please fully charge the battery for the first use.
2. Turn it off when charging.
3. Connect the power supply (H).
The battery icon will flash (F) and it shows that the machine is charging.
4. When four indicator lights (F) are on, the battery is full.
5. Do not move the machine when it is charging

REPLACE THE MESSAGE HEAD

With the machine turned off, slowly insert the massage head (B) into the barrel. As shown in the figure, the red line position of the massage head can be aligned with the red line position (I) of the machine.



Spinal head for spine massage. Strong intensity.



Round head whole body muscle massage and relaxation.



Warmy head for warm up muscle and fascia relaxation.



Bullet head suitable trigger point for massage. **DO NOT** use longer than 15 seconds on a trigger point.

MAINTENANCE

- When you do not use the product for a long time, turn it off and hold electricity while safe-keeping it. Store it in a safe, cool, and dry place.
- Charge the product every half a year if you do not use it for a long time. Holding electricity prevents battery damage due to stains.
- Please choose neutral detergent and soft cloth for daily maintenance. Do not use engine oil, organic solvents or other chemicals for cleaning.
- Please turn off the power after using the product, or before cleaning the product.
- The product should be well fixed during transportation. Avoid violent vibration, collision, rolling and falling

4. WARNINGS & PRECAUTIONS

Keep out of reach of children. Incorrect application can cause injuries. Consult a qualified person for the correct application of this device. If you are receiving medical treatment/or have unexplained pain; please ask your doctor before using this device.

DO NOT USE

If you have any physical health concerns, or if you have any of the following conditions: pacemaker usage, pregnancy, diabetes, recent surgery, epilepsy or migraine, herniated disks, spondylolisthesis or spondylosis, recent joint replacements, and metal pins/plates.

Ongoing research on the effect of vibration training toward specific medical diseases may reduce the number of contraindications. Practical experience shows that, in many cases, vibration-training-combined treatment is also an effective medical guidance. However, it must be done with doctor advice

The product is not an alternative or complement of medical treatment. If you are feeling pain, undergoing medical treatment, or using any other medical devices, please consult your doctor before using this product

CAUTION

- do not put the device into water or other liquids
- do not use this device for more than 30 minutes at a time
- do not apply this device on you head, neck or near the genitals
- do not use this device to supplement or replace any medical treatments
- do not use if you have any unexplained pain
- do not use if you are using any medical equipment



Do not touch this part when the machine is running without the massage heads being installed.



Do not touch this part when the machine is running with the massage heads installed.

5. 1-YEAR WARRANTY

If within one year from the date of purchase, this product fails due to a defect in material or workmanship, the inter-national distributor, dealer or retailer from whom the purchase was made, will repair or replace the product, or necessary components, free of charge. You must submit the proof of purchase, including the unique identification number on the box, otherwise you will be excluded from the warranty.

WARRANTY EXCLUDES

- a) damage caused by accident, abuse, mishandling or transport;
- b) units subjected to unauthorized repair (repairs carried out by persons other than authorized repairers of the producer/distributor;
- c) units not used in accordance with the device care instructions;
- d) damage exceeding the cost of the product;
- e) deterioration of the delivered product resulting from abnormal storage and/or safeguarding conditions on the client's premises;
- f) failure to provide the dated proof of purchase including the unique identification number on the box.

Some states and countries do not allow a limitation of damages, so the foregoing limitation may not apply to you. This warranty guarantees specific legal rights, and other rights may vary from country to country, and from state to state. This warranty service is available through the opening policies and procedures at Medicc Sports Europe B.V.

If you are a client, please contact the appropriate distributor, business entity, dealer or retailer from whom you directly purchased the product for warranty and follow the authorization procedures. This warranty is initiated and executed by Medicc Sports Europe B.V.

6. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product name: Fittner	Charging time: About 3 hrs
Type: Touch & Go	Stroke: 6 mm
Rated input: Type-c, 5 V --- 2 A	Maximum power: 70 W
Rated voltage: 12 V	Net weight: 500 g
Rated speed: 900-3200 rpm	Size: 142 x 90 x 44 mm
Battery capacity: 2500 mAh	Service temperature: 0-40 °C

7. COMPLAINTS & CUSTOMER SERVICE SUPPORT

Contact the distributor with questions/complaints or to report an adverse reaction.

Onjuist gebruik en toepassing kan letsel veroorzaken. Gebruik dit apparaat niet als u zich zorgen maakt over uw lichamelijke gezondheid. Lees voor gebruik van dit product de bijsluiter. Inhoud/verpakking afvoeren naar plaatselijke / regionale/nationale / internationale voorschriften.

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| A Display | E Druk indicator |
| B Afneembaar massage opzetstuk | F Aan uit indicatie |
| C Antislip polsbandje | G Multifunctionele knop |
| D Versnelling indicator | H Oplaad Interface |
-

1. INHOUD

- 1x Gebruiksaanwijzing
 - 1x Snoerloos massage-apparaat
 - 1x 2500 mAh Li-ion
 - 1x USB Type-A naar Type-C oplaadkabel
 - 4x Afneembare massage-opzetstukken
-

2. PRODUCTOMSCHRIJVING

Snoerloos massage apparaat met 5 verschillende trilsnelheden. Het zorgt voor een diepe massage en spierontspanning, voor een sneller en effectiever herstel van sporters.

HOOFDFUNCTIES

Verlichting van spierpijn, stimulering van de bloedcirculatie, verlichting van stijfheid van de nekwrvels en verbetering van het spierherstel.

KENMERKEN

- 5 snelheidsniveaus
- 2500 mAh Lithium batterij
- 1 jaar garantie

3. GEBRUIKSAANWIJZINGEN

1. Houd de multifunctionele knop (G) gedurende 1 seconde ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
2. Door kort op de multifunctionele knop (G) te drukken, start het apparaat de massage. Elke volgende druk op de knop verhoogt de trilling sterkte met 1 niveau. Het vijfde niveau is de AI-stand.
3. Tijdens gebruik zal de indicator (E) het huidige drukniveau in real-time weergeven.
Er zijn drie krachtniveaus.
4. Houd de multifunctionele knop (G) gedurende 1 seconde ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

OPLADEN

De oplaadpoort zit aan de bovenkant van het massagepistool.

1. Laad de accu volledig op voor het eerste gebruik.
2. Zet het apparaat uit tijdens het opladen.
3. Sluit de stroomvoorziening aan (H). Het batterijpictogram (F) knippert en geeft aan dat het apparaat wordt opgeladen.
4. Als er vier indicatorlampjes branden (F), betekent dit dat de accu volledig is opgeladen.
5. Verplaatst het apparaat niet terwijl het wordt opgeladen.

DE MASSAGEKOP VERVANGEN

Terwijl het apparaat is uitgeschakeld, steekt u de massagekop (B) langzaam in de opening. Zoals op de afbeelding te zien is, kan de positie van de rode lijn op de massagekop worden uitgelijnd met de positie van de rode lijn (I) op het apparaat.



Spinale opzetstuk, geschikt voor de ruggegraat.



Rond opzetstuk, als spier- & ontspanningsmassage geschikt voor het volledige lichaam.



Plat opzetstuk, geschikt voor het volledige lichaam als spier & ontspanningsmassage.



Kogelvormig opzetstuk, geschikt voor triggerpoint massage. Gebruik NIET langer dan 15 seconden op een triggerpunt.

ONDERHOUD

- Wanneer u het product langere tijd niet gebruikt, schakel het dan uit met een opgeladen accu en berg het veilig op. Bewaar het op een veilige, koele en droge plaats.
 - Laad het apparaat elke 6 maanden op als u het langere tijd niet gebruikt. Als u ervoor zorgt dat de accu geladen blijft, voorkomt u accuschade.
 - Gebruik een neutraal reinigingsmiddel en een zachte doek voor het dagelijks onderhoud. Gebruik geen motorolie, organische oplosmiddelen of andere chemicaliën voor het schoonmaken.
 - Schakel na gebruik of voor het reinigen het apparaat uit.
 - Het product moet goed vastzitten tijdens vervoer. Vermijd hevige trillingen, botsingen, kantelen en vallen.
-

4. WAARSCHUWINGEN & VOORZORGSMAATREGELEN

Buiten het bereik van kinderen houden. Onjuist gebruik en toepassing kan letsel veroorzaken. Raadpleeg een ge-kwalificeerd persoon voor de juiste toepassing van dit apparaat. Als u een medische behandeling / onverklaarbare pijn krijgt; raadpleeg eerst uw arts voordat u dit apparaat gebruikt.

GEBRUIK NIET

Indien u lichamelijke gezondheidsproblemen heeft of indien een van de volgende condities op u van toepassing is: pacemaker, zwangerschap, diabetes, recente chirurgische ingrepen, epilepsie of migraine, hernia's, spondylolisthese of spondylose, recente gewrichtsprothese en metalen pinnen/ platen tijdens orthopedische chirurgie.

Lopend onderzoek naar het effect van vibratietraining bij specifieke medische aandoeningen kan het aantal contra-indicaties verminderen. Uit de praktijk blijkt dat een gecombineerde behandeling met vibratietraining in veel gevallen ook een doeltreffend medisch hulpmiddel is. Hierbij dient echter altijd doktersadvies te worden ingewonnen.

Het apparaat is geen alternatief voor of aanvulling op een medische behandeling. Indien u pijn ervaart, een medische behandeling ondergaat of andere medische hulpmiddelen gebruikt, raadpleeg dan uw arts voordat u dit apparaat gebruikt.

LET OP

- dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen
- gebruik het apparaat niet langer dan 30 minuten per keer
- gebruik het apparaat niet op uw hoofd, nek of bij uw genitaliën
- gebruik dit apparaat niet als aanvulling op of vervanging voor medische behandelingen
- gebruik dit apparaat niet indien u lijdt aan onverklaarbare pijnen
- gebruik dit apparaat niet indien u medische apparatuur gebruikt



Raak dit onderdeel niet aan wanneer het apparaat aanstaat zonder dat de massagekoppen zijn aangesloten.



Raak dit onderdeel niet aan wanneer het apparaat aanstaat zonder dat de massagekoppen zijn aangesloten.

5. GARANTIE VAN 1 JAAR

Indien dit product binnen één jaar na de aankoopdatum defect raakt ten gevolge van een mankement in materiaal of vakmanschap, zal de internationale distributeur, dealer of detailhandelaar bij wie de aankoop is gedaan, het product of de noodzakelijke onderdelen kosteloos repareren of vervangen.

Het aankoopbewijs, inclusief het unieke identificatienummer wat op de doos (sticker) zit dient u te overleggen anders bent u uitgesloten van garantie.

UITGESLOTEN VAN GARANTIE

- a) schade veroorzaakt door ongelukken, misbruik, verkeerd gebruik of transport;
- b) apparaten die niet volgens deze gebruikshandleiding worden gebruikt;
- c) reparaties die zijn uitgevoerd door personen anders dan erkende reparateurs van de producent / distributeur;
- d) schade die de waarde van het product overstijgt;
- e) verslechtering van het geleverde apparaat indien dit op ongepaste plekken bij de klant wordt bewaard en/of opgeslagen;
- f) het niet kunnen overleggen van een aankoopbewijs met datum, inclusief het unieke identificatienummer wat op de doos zit.

Sommige landen staan de beperking van schadevoorwaarden niet toe, vandaar dat de voorgaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. Deze garantievoorzwaarden respecteren specifieke wettelijke rechten. Rechten kunnen van land tot land en van staat tot staat verschillen.

Deze garantieservice is beschikbaar bij Medicc Sports Europe B.V. Indien u een klant bent en gebruik wilt maken van de garantieservice, neem dan contact op met de betreffende distributeur, vestiging, dealer of detailhandelaar waar u het product direct heeft gekocht. Volg hierbij de autorisatieprocedures. Deze garantie wordt uitgevoerd en verwerkt door Medicc Sports Europe B.V.

6. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Naam van het product: Fittner	Oplaadtijd: Ongeveer 3 uur
Type: Touch & Go	Slag: 6 mm
Nominale ingang: Type-c, 5 V --- 2 A	Maximaal vermogen: 70 W
Nominale spanning: 12 V	Nettogewicht: 500 g
Nominale snelheid: 900-3200 rpm	Afmetingen: 142 x 90 x 44 mm
Batterijcapaciteit: 2500 mAh	Bedrijfstemperatuur: 0-40 °C

7. KLACHTEN & KLANTENSERVICE

Voor vragen, klachten of het melden van bijwerkingen, kunt u contact opnemen met de distributeur.

Une application incorrecte peut causer des blessures. N'utilisez pas cet appareil si vous avez des problèmes de santé physique. Lisez les instructions d'utilisation avant d'utiliser ce produit. Éliminer le contenu/réceptif conformément à la législation avec les réglementations locales/régionales/nationales/internationales.

- | | |
|-----------------------------------|---|
| A Panneau d'affichage | E Indicateur de pression |
| B Tête de massage amovible | F Voyant lumineux allumé et éteint |
| C Dragonne antidérapante | G Bouton multifonction |
| D Commutateur de niveau | H Interface de chargement |
-

1. CONTENU

- 1x Notice d'utilisation
 - 1x Appareil de massage Portable
 - 1x 2500 mAh Li-ion BATTERIE LITHIUM)
 - 1x Câble de charge USB Type A vers Type C
 - 4x Tête de massage amovible
-

2. DESCRIPTION

Masseur sans fil avec 5 vitesses de vibrations différentes. Procure un soulagement musculaire de pénétration élevé et une récupération plus rapide et plus efficace pour les athlètes sportifs.

FONCTIONS PRINCIPALES

soulagement des douleurs musculaires, stimulation de la circulation sanguine, soulagement de la raideur des vertèbres cervicales et amélioration de la récupération musculaire.

FONCTIONNALITÉS

- 5 niveaux de vitesse
- 2500 mAh Batterie Lithium
- garantie 1 an

3. INSTRUCTIONS POUR LE TRAITEMENT

1. Pour mettre l'appareil sous tension, appuyer sur le bouton multifonction et le maintenir enfoncé pendant 1 seconde.
2. Appuyer brièvement sur le bouton multifonction pour démarrer l'appareil. Chaque pression suivante augmente la force de vibration de 1 vitesse. La cinquième vitesse est le mode IA.
3. En cours d'utilisation, l'indicateur de pression affiche la pression en temps réel. Il y a trois vitesses de pression.
4. Pour mettre l'appareil hors tension, appuyer sur le bouton multifonction et le maintenir enfoncé pendant 1 seconde.

CHARGEMENT

Le port de charge se trouve sur le dessus du pistolet de massage.

1. Veuillez charger complètement la batterie avant la première utilisation.
2. Éteindre l'appareil lorsqu'il est en charge.
3. Connecter l'alimentation électrique. L'icône de la batterie clignote et indique que l'appareil est en charge.
4. Lorsque quatre témoins lumineux sont allumés, cela signifie que la batterie est complètement chargée.
5. Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est en charge.

REMPLEUR LA TÊTE DE MASSAGE

L'appareil étant éteint, insérer délicatement la tête de massage dans l'ouverture. Comme illustré sur le schéma, la ligne rouge sur la tête de massage doit être alignée avec la ligne rouge sur l'appareil.



Tête colonne vertébrale convient pour le massage de la colonne vertébrale.



Tête ronde convient pour le massage musculaire et de détente de tout le corps.



Tête plate convient pour le massage musculaire et de détente de tout le corps.



Tête à bille massage approprié des points de déclenchement. NE PAS utiliser plus de 15 secondes sur un point de déclenchement.

ENTRETIEN

- Si vous pensez ne pas utiliser le produit pendant une longue période, éteignez-le. Pendant la période d'inutilisation, veillez toutefois à ne jamais laisser la batterie se décharger complètement. Conserver l'appareil dans un endroit sûr, frais et sec.
 - Charger le produit tous les six mois si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période. Le maintien de la charge électrique évite l'endommagement de la batterie dû aux morsures de l'acide.
 - Pour l'entretien quotidien, utiliser un détergent neutre et un chiffon doux. Pour le nettoyage, ne pas utiliser d'huile de moteur, de solvants organiques ou tout autre produit chimique.
 - Veillez à éteindre l'appareil après l'avoir utilisé ou avant de le nettoyer.
 - Lorsqu'il doit être transporté, le produit doit être parfaitement sécurisé. Éviter tout phénomène violent tel que des vibrations, un choc, un basculement, une chute.
-

4. MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

Tenir hors de portée des enfants. Une application incorrecte peut causer des blessures. Consultez une personne qualifiée pour la bonne application. Si vous recevez un traitement médical/une douleur inexpliquée; consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil.

NE PAS UTILISEZ

N'utilisez pas cet appareil si vous avez des problèmes de santé physique ou si vous êtes dans l'une des situations suivantes : Utilisation d'un stimulateur cardiaque, grossesse, diabète, intervention chirurgicale récente, épilepsie, migraine, hernies discales, spondylolisthésis, spondyloses, arthroplastie récente, broches ou plaques métalliques.

Les recherches en cours sur l'effet de l'entraînement avec vibrations sur certaines pathologies pourraient conduire à une réduction du nombre de contre-indications. L'expérience pratique tend à prouver que, dans de nombreux cas, le traitement associant l'entraînement physique et les vibrations constitue une aide médicale efficace. Cependant, l'avis d'un médecin est nécessaire.

Le produit ne peut en aucun cas se substituer à un traitement médical ni venir en complément de celui-ci. Si vous ressentez des douleurs, suivez un traitement médical ou utilisez tout autre dispositif médical, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit.

MISE EN GARDE

- ne pas placer l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide
- ne pas utiliser cet appareil plus de 30 minutes consécutives
- ne pas appliquer l'appareil sur votre tête, cou ou des parties génitales
- ne pas utiliser cet appareil pour compléter ou remplacer un traitement médical
- ne pas utiliser si vous avez des douleurs inexplicables
- ne pas utiliser si vous utilisez déjà un équipement médical



Ne pas toucher cette partie lorsque l'appareil fonctionne sans les têtes de massage en place.



Ne pas toucher cette partie lorsque l'appareil fonctionne avec les têtes de massage en place.

5. GARANTIE 1 AN

Si dans un délai d'un an à compter de la date d'achat, ce produit tombe en panne en raison d'un défaut matériel ou de fabrication, le distributeur, revendeur ou détaillant auprès de qui l'achat a été effectué réparera ou remplacera gratuitement le produit ou les composants nécessaires.

Vous devez soumettre la preuve d'achat, y compris le numéro d'identification unique sur la boîte, sinon vous serez exclu de la garantie.

LA GARANTIE EXCLUT

- a) les dommages causés par accident, abus, mauvaise manipulation ou transport ;
- b) les appareils n'ayant pas été utilisés conformément aux instructions fournies ;
- c) les appareils ayant fait l'objet d'une réparation non autorisée (réparations effectuées par des personnes autres que les réparateurs agréés du producteur / distributeur) ;
- d) les dommages dépassant le coût du produit ;
- e) la détérioration du produit résultant de conditions anormales de stockage et/ou de préservation chez le client ;
- f) l'impossibilité de fournir la preuve, d'achat datée y compris le numéro d'identification unique.

Certaines régions ou certains pays n'autorisent pas la limitation des dommages, de sorte que la limitation qui pré-cède peut ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie assure des droits juridiques spécifiques, d'autres droits peuvent varier d'un pays à l'autre ou d'une région à l'autre.

Ce service de garantie est disponible via les règles et procédures en vigueur chez Medicc Sports Europe B.V. Si vous êtes client, veuillez contacter l'entité commerciale le revendeur ou le détaillant auprès de qui vous avez directement acheté le produit pour la garantie, et suivre les pro-cédures d'autorisation. Cette garantie est accordée et appliquée par Medicc Sports Europe B.V.

6. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nom du produit : Fittner	Temps de charge : environ 3 heures
Type : Touch & Go	Course : 6 mm
Tension nominale d'entrée : Type-C, 5 V --- 2 A	Puissance maximale : 70 W
Tension nominale : 12 V	Poids net : 500 g
Vitesse nominale : 900-3200 rpm	Taille : 142 x 90 x 44 mm
Capacité de la batterie : 2500 mAh	Température de service : 0-40 °C

7. RECLAMATIONS ET SERVICE CLIENTÈLE

Contactez le distributeur si vous avez des questions/réclamations ou pour signaler un effet indésirable.

Unschlagmäßige Verwendung und Anwendung kann zu Verletzungen führen. Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie gesundheitliche Probleme haben. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, bevor Sie dieses Produkt benutzen. Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zu führen.

A Anzeigetafel

B Abnehmbarer Massagekopf

C Rutschfeste Handschlaufe

D Gangschaller

E Druckanzeige

F Ein - und Ausschaltanzeige

G Multifunktionstaste

H Ladeschnittstelle

1. INHALT

- 1x Gebrauchsanweisung
 - 1x Schnürloses Massagegerät
 - 1x 2500 mAh Li-ion (LITHIUMBATTERIE)
 - 1x USB Typ A auf Typ C Ladekabel
 - 4x Abnehmbarer Massagekopf
-

2. PRODUKTBESCHREIBUNG

Schnurlos-Massagegerät mit 5 verschiedenen Vibrationen Geschwindigkeiten. Ermöglicht eine starke Entlastung der Muskeln und eine schnellere, effektivere Erholung für Sportler.

HAUPTFUNKTIONEN

Lindert Muskelkater und Steifheit der Halswirbelsäule, regt die Blutzirkulation an und verbessert die Muskelregeneration

EIGENSCHAFTEN

- 5 Geschwindigkeitsstufen
- 2500 mAh Li-ion (lithiumbatterie)
- 1-jährige garantie

3. GEBRAUCHSANWEISUNGEN

1. Halten Sie die Multifunktions-taste 1 Sekunde lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
2. Drücken Sie kurz die Multifunktions-taste, das Gerät beginnt zu arbeiten, jeder Druck erhöht die Vibrationsstärke um 1 Gang. Der fünfte Gang ist der AI-Modus.
3. Während des Gebrauchs zeigt die Druckanzeige den aktuellen Druck in Echtzeit an. Es gibt drei Krafräder.
4. Halten Sie die Multifunktions-taste 1 Sekunde lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

LADEN

Der Ladeanschluss befindet sich an der Oberseite der Massagepistole.

1. Bitte laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
2. Schalten Sie das Gerät beim Laden aus.
3. Schließen Sie das Netzgerät an. Das Batteriesymbol blinkt und zeigt an, dass das Gerät aufgeladen wird.
4. Wenn vier Kontrollleuchten aufleuchten, bedeutet dies, dass die Batterie voll ist.
5. Bewegen Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs.

DEN MASSAGEKOPF AUSTAUSCHEN

Führen Sie den Massagekopf bei ausgeschaltetem Gerät langsam in die Öffnung ein. Wie in der Abbildung dargestellt, kann die Position der roten Linie des Massagekopfes mit der Position der roten Linie des Gerätes ausgerichtet werden.



Wirbelsäulen-aufsatzkopf geeignet für Wirbelsäulen-massage.



Runder Aufsatzkopf geeignet für Ganzkörpermuskul- und Entspannungsmassage.



Flacher Aufsatzkopf geeignet für Ganzkörpermuskul- und Entspan-nungsmassage



Kugelaufsatzkopf geeignet für Trigger punkt Massage. NICHT länger als 15 Sekunden auf einem Trigger punkt anwenden.

WARTUNG

- Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden, schalten Sie es aus und halten Sie den Akku etwas aufgeladen, während Sie das Gerät sicher aufbewahren. Bewahren Sie es an einem sicheren, kühlen und trockenen Ort auf.
 - Laden Sie das Produkt bei längerer Nichtbenutzung halbjährlich auf. Dadurch das Elektrizität bewahrt wird, werden Batterieschäden durch Flecken verhindert.
 - Bitte wählen Sie für die tägliche Pflege ein neutrales Reinigungsmittel und ein weiches Tuch. Verwenden Sie kein Motoröl, organische Lösungsmittel oder andere Chemikalien zur Reinigung.
 - Bitte schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung aus.
 - Das Produkt sollte während des Transports gut befestigt sein. Vermeiden Sie heftige Vibrationen, Zusammenstöße, Rollen und Stürze.
-

4. WARNHINWEISEN & VORSICHTSMASSNAHMEN

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Unsachgemäße Verwendung und Anwendung kann zu Verletzungen führen. Fragen Sie eine qualifizierte Person nach der richtigen Anwendung. Wenn Sie medizinisch behandelt werden / unerklärliche Schmerzen haben; Fragen Sie Ihren Arzt, bevor Sie dieses Gerät verwenden.

NICHT VERWENDEN

Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie gesundheitliche Probleme haben oder wenn bei Ihnen Folgendes vorliegt: Herzschrittmacher, Schwangerschaft, Diabetes, kürzlich durchgeführte Operationen, Epilepsie oder Migräne, Bandscheibenvorfälle, Spondylolisthesis oder Spondylose, kürzlich durchgeführter Gelenkersatz und Metallstifte/-platten.

Laufende Forschungen über die Auswirkungen des Vibrationstrainings auf bestimmte Krankheiten könnten die Zahl der Kontraindikationen verringern. Die praktische Erfahrung zeigt, dass die kombinierte Behandlung mit Vibrationstraining in vielen Fällen auch eine wirksame medizinische Begleitung darstellt. Allerdings muss dies mit ärztlichem Rat geschehen.

Das Produkt ist keine Alternative oder Ergänzung zu einer medizinischen Behandlung. Wenn Sie Schmerzen haben, sich in medizinischer Behandlung befinden oder andere medizinische Geräte verwenden, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

VORSICHT

- stellen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten
- verwenden Sie das Gerät nicht länger als 30 Minuten am Stück
- wenden Sie das Gerät nicht an Ihrem Kopf, Nacken oder in Nähe der Genitalien an
- verwenden Sie dieses Gerät nicht zur Ergänzung oder Ersetzung medizinischer Behandlungen
- verwenden Sie es nicht, wenn Sie unerklärliche Schmerzen haben
- verwenden Sie es nicht, wenn Sie medizinische Ausrüstung benutzen



Berühren Sie dieses Teil nicht, wenn das Gerät ohne installierten Massageköpfen läuft.



Berühren Sie dieses Teil nicht, wenn das Gerät mit installierten Massageköpfen läuft.

5. 1-JÄHRIGE GARANTIE

Wenn dieses Gerät innerhalb von einem Jahr nach Kaufdatum Mängel aufgrund eines Defekts in Material oder Be-arbeitung aufweist, wird der internationale Vertreter, Händler oder Einzelhändler, von dem Sie das Gerät gekauft haben, es kostenlos reparieren oder die entsprechenden Teile austauschen. Sie müssen den Kaufnachweis einschließlich der eindeutigen Identifikationsnummer auf der Verpackung vorlegen, da Sie sonst von der Garantie ausgeschlossen werden.

VON DER GARANTIE AUSGESCHLOSSEN

- a) sind Geräte, die nicht entsprechend der Pflegehinweise des Geräts verwendet wurden;
- b) sind Geräte, bei denen das Kaufdatum, einschließlich der eindeutigen Identifikationsnummer auf der Verpackung, nicht nachgewiesen werden kann.
- c) sind Schäden, die aufgrund eines Unfalls, Missbrauchs, Fehlbedienung oder Transport verursacht wurden;
- d) sind Geräte, die unautorisiert repariert wurden die nicht von autorisierten Reparaturbetrieben des Herstellers/Händler durchgeführt wurden);
- e) sind Schäden, die die Kosten des Produkts übersteigen;
- f) ist die Zerstörung des gelieferten Produkts aufgrund von unsachgemäßer Aufbewahrung und/oder unsachgemäßen Sicherheitsvorkehrungen beim Kunden;

Einige Staaten und Länder erlauben keine Schadensbegrenzung, deshalb könnten die vorangegangenen Begren-zungen auf Sie nicht zutreffen. Diese Garantie garantiert bestimmte Rechte, und andere Rechte können von Land zu Land und von Staat zu Staat verschieden sein.

Diese Garantieleistung wird durch die Öffnungspolitik und -verfahren bei Medicc Sports Europe B.V. verfügbar gemacht. Wenn Sie ein Kunde sind, kontaktieren Sie in Garan-tiefragen bitte die entsprechende Händler, Geschäftseinheit, oder Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, und befolgen Sie die Verfahren für die Autorisierung. Diese Garantie wird von Medicc Sports Europe B.V. veranlasst und ausgeführt.

6. TECHNISCHE DATEN

Name des Produkts: Fittner	Aufladezeit: Etwa 3 Stunden
Typ: Touch & Go	Hub: 6 mm
Nenneingang: Type-c, 5 V --- 2 A	Maximale Leistung: 70 W
Nennspannung: 12 V	Nettogewicht: 500 g
Neundrehzahl: 900-3200 rpm	Größe: 142 x 90 x 44 mm
Akku-Kapazität: 2500 mAh	Betriebstemperatur: 0-40 °C

7. BESCHWERDEN UND KUNDENDIENST

Kontaktieren Sie bei Fragen /Beschwerden den Händler oder um eine Nebenwirkung zu melden.

Manufacturer

SUZHOU PINEAPPLE HEALTH
TECHNOLOGY CO., LIMITED.
RM B311, NO.1 GUANTANG ROAD,
XIANGCHENG, SUZHOU, CHINA

Distributor

Medicc Sports Europe B.V.
Heresingel 5, 9711 EP Groningen
The Netherlands +31 503050069
www.mediccsports.com

89-600002-01
59-600002-01



WE CARE U SPORT.

