



WE CARE U SPORT.

instruction for use
gebruiksaanwijzing
mode d'emploi
gebrauchsanweisung

Fittner^{PRO}

percussion massage device for warming-up,
recovery and muscle relaxation



- NL** percussie massage-apparaat voor warming-up, herstel en spierontspanning
FR Perkussionsmassagegerät zum Aufwärmen, Erholung und zur Muskelentspannung
DE appareil de massage par percussion, pour l'échauffement, la récupération et la relaxation musculaire

GB

NL

FR

DE



Incorrect application can cause injuries. Consult a qualified person for the correct application. Please contact your physician, before using the device. Do not use the device if you have any physical health concerns. Read the instruction for use before using this product. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

- | | |
|----------------------------------|---|
| A Power switch | E Power indicator light |
| B 2400 mAh Li-ion | F Level indicator light |
| C Charging interface | G Gear switch (speed setting button) |
| D Detachable massage head | |

1. CONTENTS

- 1x Instruction for use
- 1x U-Sport Fitter PRO massage device
- 1x 2400 mAh Li-ion
- 1x Charger (EU)
- 6x Detachable massage attachment

2. DESCRIPTION

This is a Portable Massage Device with 4 powerful speed levels. It delivers high penetration muscle relief and a faster, more effective recovery for sport athletes.

FEATURES

- noise reduction function
- 4 speed level frequency
- 2400 mAh Lithium Battery (3-6 hours battery life)
- 1 year warranty

3. INSTRUCTIONS FOR USE

Do not use this device for more than 30 minutes at a time.

This device should only be used with the provided, certified, charger.

CHARGING


Before connecting the device to the power supply, please ensure that the supply-voltage stated on the rating plate is compatible with the unit. Charge the battery before the first use.



1. It takes 12 hours for the first charge. The charging time for each subsequent time is 2 hours.
2. Make sure the device is off.
3. Connect the charger.
4. Power indicator lights, light up and starts flashing, see image 1.
5. Charging finishes when the four indicator lights shine without flashing, see image 2.

ATTACHING THE MASSAGE HEAD

1. Turn off the machine.
2. Apply the attachment into the front of the device and press firmly, see image 3.
3. When you want to change the massage head then turn and pull the head from the device, see image 4.



START/ADJUST SPEED LEVEL

1. Turn on the power switch (A) - power indicator light will be on (E).
2. Press the Gear Switch (G) - speed setting unit will vibrate at the first gear speed.
3. To adjust the speed, press the Gear Switch.
4. The device changes speed each time you press.
5. The device automatically turns off every 10 minutes during use.
6. Press the Gear Switch again to continue using the device.
7. TURN OFF: Press the Gear Switch and turn off the Power Switch.

DO NOT

Adjust the speed / frequency (or pull out the battery) while the device is on.

CLEANING

- use a towel or a soft cloth to wipe the surface moisture
- keep the product away from heat, sources & liquids
- protect from sunlight
- dry in the shade

MAINTENANCE

- batteries in packs are not designated for exchange or removal by the users
- if problems with the power supply should occur, please contact the service center
- if the device malfunctions, please do not try to repair or to fix it by taking the device apart yourself (this leads automatically to the automatic expiry of warranty)

In case you are taking the device with you on a flight it is recommended to bring the battery in your hand-luggage.

4. WARNINGS & PRECAUTIONS

Read the instruction for use before using the product. Keep out of reach of children. Incorrect application can cause injuries. Consult a qualified person for the correct application of this device. If you are receiving medical treatment / unexplained pain; please ask your doctor before using this device.

DO NOT USE

If you have any physical health concerns or if you have any of the following conditions: pregnancy, diabetes, recent surgery, epilepsy or migraine, herniated disks, spondylolisthesis or spondylosis, recent joint replacements or IUD's and metal pins/plates

CAUTION

- do not put the device into water or other liquids
- do not use this device for more than 30 minutes at a time
- do not apply this device on you head or near the genitals
- do not use this device to supplement or replace any medical treatments
- do not use if you have any unexplained pain
- do not use if you are using any medical equipment

5. 1-YEAR WARRANTY

If within one year from the date of purchase, this product fails due to a defect in material or workmanship, the international distributor, dealer or retailer from whom the purchase was made, will repair or replace the product, or necessary components, free of charge. You must submit the proof of purchase, including the unique identification number on the box, otherwise you will be excluded from the warranty.

WARRANTY EXCLUDES

- a) damage caused by accident, abuse, mishandling or transport;
- b) units subjected to unauthorised repair (repairs carried out by persons other than authorised repairers of the producer/distributor;

- c) units not used in accordance with the device care instructions;
- d) damage exceeding the cost of the product;
- e) deterioration of the delivered product resulting from abnormal storage and/or safeguarding conditions on the client's premises;
- f) failure to provide the dated proof of purchase including the unique identification number on the box.

Some states and countries do not allow a limitation of damages, so the foregoing limitation may not apply to you. This warranty guarantees specific legal rights, and other rights may vary from country to country, and from state to state. This warranty service is available through the opening policies and procedures at Medicc Sports Europe B.V. If you are a client, please contact the appropriate distributor, business entity, dealer or retailer from whom you directly purchased the product for warranty and follow the authorization procedures. This warranty is initiated and executed by Medicc Sports Europe B.V.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

AC Charger	
Rated input	100/240V - 50/60Hz, 24W
Rated output	24V/1A
Battery	
Rated voltage	21.6V 6INR19/66
Type	Li-ion
Capacity	2400 mAh
Working hour	3 - 6h
Charging time	120 min
Massager	
No load speed	1300-3300 min / max
Power	126W max
Frequency	1st gear: 1300 2nd gear: 1800 3rd gear: 2500 4th gear: 3300
Weight	1200g/2400g (incl. charger & retailbox)
Dimension Packaging	39 x 23,5 x 9 cm
Acoustic pressure level IpA	72dB (A)
Acoustic power level IpA	73dB (A)

Onjuist gebruik en toepassing kan letsel veroorzaken. Raadpleeg een gekwalificeerd persoon voor de juiste toepassing. Neem contact op met uw arts voordat u het apparaat gebruikt. Gebruik dit apparaat niet als u zich zorgen maakt over uw lichamelijke gezondheid. Lees voor gebruik van dit product de bijsluiter. Inhoud/verpakking afvoeren naar plaatselijke/ regionale/nationale/ internationale voorschriften.

- A** Aan- en uit-schakelaar
- B** 2400 mAh Li-ion (LITHIUM ACCU)
- C** Oplad-interface
- D** Afneembare massage-opzetstuk

- E** Aan- en uit-indicatielampje
- F** Indicatielampje voor niveau
- G** Versnellingschakelaar

1. INHOUD

- 1x Gebruiksaanwijzing
- 1x Snoerloos massage-apparaat
- 1x 2400mAh Li-ion
- 1x Oplader EU)
- 6x Afneembare massage-opzetstukken

2. PRODUCTOMSCHRIJVING

Snoerloos massage apparaat met 4 verschillende trilsnelheden. Het zorgt voor een diepe massage en spierontspanning, voor een sneller en effectiever herstel van sporters.

KENMERKEN

- geluidsreductie
- 4 snelheidsniveaus
- 400 mAh Lithium batterij
- 1 jaar garantie

3. GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Gebruik het apparaat niet langer dan 30 minuten per keer. De accu van dit apparaat dient enkel te worden opgeladen met de bijgeleverde officiële oplader.

OPLADEN

Voordat u het apparaat aansluit op de stroomvoorziening, dient u te controleren of deze verenigbaar is met de stroomspanning op het typeplaatje van het apparaat. Laad het apparaat volledig op vóór het eerste gebruik.



1. De oplaadtijd bedraagt 12 uur voor de eerste keer. De oplaadtijd voor elke daarop volgende keer bedraagt 2 uur.
2. Verzeker uzelf ervan dat het apparaat is uitgeschakeld.
3. Sluit de oplader aan.
4. Het aan- en uit-indicatielampje gaat branden en begint te knipperen, zie afbeelding 1.
5. Het opladen is voltooid wanneer de vier indicatielampjes vast blijven branden (zonder te knipperen), zie afbeelding 2.

MASSAGE-OPZETSTUK BEVESTIGEN

1. Schakel het apparaat uit.
2. Bevestig de massagekop opzetstuk aan de voorzijde van het apparaat in de groeven, druk stevig aan (zie afbeelding 3.)
3. Als u de Massagekop opzetstuk wilt verwisselen, draai en trek het opzetstuk van het apparaat (zie afbeelding 4.)



INSCHAKELN / INSTELLEN VAN SNELHEID

1. Druk op de aan- en uit-schakelaar (A) - het indicatielampje gaat branden.(E)
2. Druk op de versnellingschakelaar (G) - het apparaat begint te vibreren in de eerste stand.
3. Druk op de versnellingschakelaar om de snelheid aan te passen.
4. Het apparaat verandert van snelheid elke keer dat u op de snelheid-instelknop drukt.
5. Het apparaat schakelt zichzelf automatisch uit na 10 minuten.
6. Druk nogmaals op de versnellingschakelaar om het apparaat te blijven gebruiken.
7. UITSCHAKELN: Druk op de versnellingschakelaar en zet de stroomschakelaar uit. (A).

GEBRUIK NIET

Wijzig niet de snelheid/frequentie en verwijder niet de accu terwijl het massageapparaat is ingeschakeld.

REINIGEN

- gebruik een handdoek of een zachte doek om het oppervlak te vechten af te nemen
- verwijderd houden van warmtebronnen en vloeistoffen
- beschermt tegen zonlicht
- in de schaduw drogen

ONDERHOUD

- de accu dient niet door de gebruiker te worden vervangen of verwijderd
- in geval van problemen met de stroomtoevoer, kunt u contact opnemen met de klantenservice.
- indien het apparaat niet functioneert, dient u dit niet zelf te repareren door het apparaat te demonteren (dit leidt automatisch tot het vervallen van de garantie)

Indien u dit apparaat wilt meenemen tijdens een vlucht, is het aanbevolen om de accu mee te nemen in uw handbagage.

4. WAARSCHUWINGEN & VOORZORGSMAATREGELEN

Lees voor gebruik van dit product de bijsluiter. Buiten het bereik van kinderen houden. Onjuist gebruik en toepassing kan letsel veroorzaken. Raadpleeg een gekwalificeerd persoon voor de juiste toepassing van dit apparaat. Als u een medische behandeling / onverklaarbare pijn krijgt; raadpleeg eerst uw arts voordat u dit apparaat gebruikt.

GEbruik NIET

Indien u lichamelijke gezondheidsproblemen heeft of indien een van de volgende condities op u van toepassing is: zwangerschap, diabetes, recente chirurgische ingrepen, epilepsie of migraine, hernia's, spondylolisthesis of spondylose, recente gewrichtsprothese, geplaaste IUD (spiraaltje) en metalen pinnen/platen tijdens orthopedische chirurgie.

LET OP

- dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen
- gebruik het apparaat niet langer dan 30 minuten per keer
- gebruik het apparaat niet op uw hoofd of bij uw genitaliën
- gebruik dit apparaat niet als aanvulling op of vervanging voor medische behandelingen
- gebruik dit apparaat niet indien u lijdt aan onverklaarbare pijnen
- gebruik dit apparaat niet indien u medische apparatuur gebruikt

5. GARANTIE VAN 1 JAAR

Indien dit product binnen één jaar na de aankoopdatum defect raakt ten gevolge van een mankement in materiaal of vakmanschap, zal de internationale distributeur, dealer of detailhandelaar bij wie de aankoop is gedaan, het product of de noodzakelijke onderdelen kosteloos repareren of vervangen. Het aankoopbewijs, inclusief het unieke identificatienummer wat op de doos (sticker) zit dient u te overleggen anders bent u uitgesloten van garantie.

UITGESLOTEN VAN GARANTIE

- a) schade veroorzaakt door ongelukken, misbruik, verkeerd gebruik of transport;

- b) apparaten die niet volgens deze gebruikshandleiding worden gebruikt;
c) reparaties die zijn uitgevoerd door personen anders dan erkende reparateurs van de producent/distributeur;
d) schade die de waarde van het product overstijgt;
e) verslechtering van het geleverde apparaat indien dit op ongepaste plekken bij de klant wordt bewaard en/of opgeslagen;
f) het niet kunnen overleggen van een aankoopbewijs met datum, inclusief het unieke identificatienummer wat op de doos zit.

Sommige staten en landen staan de beperking van schadevoorwaarden niet toe, vandaar dat de voorgaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. Deze garantievoorwaarden respecteren specifieke wettelijke rechten. Rechten kunnen van land tot land en van staat tot staat verschillen. Deze garantieservice is beschikbaar bij Medicc Sports Europe B.V. Indien u een klant bent en gebruik wilt maken van de garantieservice, neem dan contact op met de betreffende distributeur, vestiging, dealer of detailhandelaar waar u het product direct heeft gekocht. Volg hierbij de autorisatieprocedures. Deze garantie wordt uitgevoerd en verwerkt door Medicc Sports Europe B.V.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

AC Lader	
(Input) maximale netspanning & frequentie	100/240V - 50/60Hz, 24W
(Output) stroomspanning & stroomsterkte	24V/1A
Batterij	
Maximum spanning	21,6V 61NR19/66
Type	Li-ion
Capaciteit	2400 mAh
Batterijdur	3 - 6 uur
Oplaadtijd	120 min
Massage apparaat	
Toerental	1300-3300 min / max
Vermogen	126W max
Frequentie	1e stand: 1300 2e stand: 1800 3e stand: 2500 4e stand: 3300
Gewicht	1200g/2400g (inclusief charger & retailbox)
Afmeting verpakking	39 x 23,5 x 9 cm
Geluidsrukniveau IpA	72dB (A)
Geluidsrukniveau IpA	73dB (A)

Une application incorrecte peut causer des blessures. Consultez une personne qualifiée pour la bonne application. Veuillez contacter votre médecin avant d'utiliser l'appareil. N'utilisez pas cet appareil si vous avez des problèmes de santé physique. Lisez les instructions d'utilisation avant d'utiliser ce produit. Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la législation avec les réglementations locales/ régionales/nationales/internationales.

- | | |
|---|---|
| A Interrupteur | E Voyant lumineux allumé et éteint |
| B 2400 mAh Li-ion (BATTERIE LITHIUM) | F Voyant de niveau |
| C Interface de chargement | G Commutateur de vitesse |
| D Tête de massage amovible | |

1. CONTENU

- 1x Notice d'utilisation
- 1x Appareil de massage Portable
- 1x 2400 mAh Li-ion (BATTERIE LITHIUM)
- 1x Chargeur EU)
- 6x Tête de massage amovible

2. DESCRIPTION

Masseur sans fil avec 4 vitesses de vibrations différentes. Procure un soulagement musculaire de pénétration élevé et une récupération plus rapide et plus efficace pour les athlètes sportifs.

FONCTIONALITÉS

- réduction du bruit
- 4 niveaux de vitesse
- 2400 mAh Batterie Lithium
- garantie 1 an

3. INSTRUCTIONS POUR LE TRAITEMENT

N'utilisez pas cet appareil durant plus de 30 minutes consécutives. Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec le chargeur fourni et certifié.

CHARGEMENT


Avant de raccorder l'appareil à l'alimentation électrique, assurez-vous que la tension indiquée sur la plaque signalétique est compatible avec l'appareil. Chargez la batterie avant la première utilisation.



1. La première charge dure 12 heures, puis 2 heures pour les charges suivantes.
2. Assurez-vous que l'appareil est éteint.
3. Branchez le chargeur.
4. Le voyant d'alimentation s'allume et commence à clignoter, sur l'image 1.
5. Le chargement est terminé lorsque les quatre voyants sont allumés et ne clignotent plus, sur l'image 2.

FIXATION DE LA TÊTE DE MASSAGE

1. Éteindre la machine.
2. Placer l'accessoire sur la face avant de l'appareil, sur l'image 3.
3. Si vous souhaitez changer la tête de massage, tournez et retirez l'accessoire de l'appareil, sur l'image 4.



DÉMARRAGE/RÉGLAGE DE LA VITESSE

1. Enclencher l'interrupteur (A) - le voyant d'alimentation s'allume (E).
2. Appuyez sur le sélecteur de vitesse (G) - l'unité de réglage de la vitesse vibrera dès la première vitesse.
3. Pour régler la vitesse, appuyez sur le sélecteur de vitesse.
4. L'appareil change de vitesse chaque fois que vous appuyez sur le bouton d'alimentation.
5. Pendant son utilisation, l'appareil s'éteint automatiquement toutes les 10 minutes.
6. Appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation pour continuer à utiliser l'appareil (A).
7. ÉTEINDRE: Appuyez sur le sélecteur de vitesse et éteignez l'interrupteur d'alimentation.

NE PAS UTILIZER

Ne réglez pas la vitesse/fréquence (ou ne retirez pas la batterie) lorsque est allumé.

NETTOYAGE

- utiliser une serviette ou un chiffon doux pour essuyer l'humidité en surface
- tenir à l'écart des sources de chaleur et des liquides
- protéger du soleil
- sécher à l'ombre

ENTRETIEN

- le bloc-batterie n'est pas conçu pour être remplacé ou retiré par les utilisateurs
- en cas de problème avec l'alimentation électrique, veuillez contacter le service après-vente
- en cas de dysfonctionnement de l'appareil, n'essayez pas de le réparer ou de le démonter vous-même (cela entraîne automatiquement l'annulation de la garantie)

Si vous emportez l'appareil avec vous lors d'un vol en avion, il est recommandé de transporter la batterie dans votre bagage à main.

4. MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

Lisez les instructions d'utilisation avant d'utiliser ce produit. Tenir hors de portée des enfants. Une application incorrecte peut causer des blessures. Consultez une personne qualifiée pour la bonne application. Si vous recevez un traitement médical / une douleur inexpliquée; consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil.

NE PAS UTILISER

N'utilisez pas cet appareil si vous avez des problèmes de santé physique ou si vous êtes dans l'une des situations suivantes : grossesse, diabète, intervention chirurgicale récente, épilepsie, migraine, hernies discales, spondylolisthésis, spondyloses, arthroplastie récente, pose de stérilet récente, broches ou plaques métalliques.

MISE EN GARDE

- ne pas placer l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide
- ne pas utiliser cet appareil plus de 30 minutes consécutives
- ne pas appliquer l'appareil sur votre tête ou des parties génitales
- ne pas utiliser cet appareil pour compléter ou remplacer un traitement médical
- ne pas utiliser si vous avez des douleurs inexpliquées
- ne pas utiliser si vous utilisez déjà un équipement médical

5. GARANTIE 1 AN

Si dans un délai d'un an à compter de la date d'achat, ce produit tombe en panne en raison d'un défaut matériel ou de fabrication, le distributeur, revendeur ou détaillant auprès de qui l'achat a été effectué réparera ou remplacera gratuitement le produit ou les composants nécessaires.

Vous devez soumettre la preuve d'achat, y compris le numéro d'identification unique sur la boîte, sinon vous serez exclu de la garantie.

LA GARANTIE EXCLUT

- a) les dommages causés par accident, abus, mauvaise manipulation ou transport ;

- b) les appareils n'ayant pas été utilisés conformément aux instructions fournies ;
c) les appareils ayant fait l'objet d'une réparation non autorisée (réparations effectuées par des personnes autres que les réparateurs agréés du producteur / distributeur) ;
d) les dommages dépassant le coût du produit ;
e) la détérioration du produit résultant de conditions anormales de stockage et/ou de préservation chez le client ;
f) l'impossibilité de fournir la preuve, d'achat datée y compris le numéro d'identification unique.

Certaines régions ou certains pays n'autorisent pas la limitation des dommages, de sorte que la limitation qui précède peut ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie assure des droits juridiques spécifiques, d'autres droits peuvent varier d'un pays à l'autre ou d'une région à l'autre. Ce service de garantie est disponible via les règles et procédures en vigueur chez Medico Sports Europe B.V. Si vous êtes client, veuillez contacter l'entité commerciale le revendeur ou le détaillant auprès de qui vous avez directement acheté le produit pour la garantie, et suivre les procédures d'autorisation. Cette garantie est accordée et appliquée par Medico Sports Europe B.V.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Chargeur AC	
Entrée nominale	100/240V - 50/60Hz, 24W
Sortie nominale	24V/1A
Battery	
Tension nominale	21,6V 61NR19/66
Type	Li-ion
Capacité	2400 mAh
Heur de fonctionnement	3 - 6 heures
Temps de charge	120 min
Massager	
Vitesse à vide	1300-3300 min / max
Puissance	126W max
Fréquence	1re vitesse : 1300 2e vitesse : 1800 3e vitesse : 2500 4e vitesse : 3300
Poids	1200g/2400g (chargeur et coffret inclus)
Dimension s de l'emballage	39 x 23,5 x 9 cm
Niveau de pression acoustique IpA	72dB (A)
Niveau de puissance acoustique LwA	73dB (A)

Unschlagmäßige Verwendung und Anwendung kann zu Verletzungen führen. Fragen Sie eine qualifizierte Person nach der richtigen Anwendung. Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät verwenden. Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie gesundheitliche Probleme haben. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, bevor Sie dieses Produkt benutzen. Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zu führen.

- | | |
|--|------------------------------------|
| A Netzschalter | E Ein- und Ausschaltanzeige |
| B 2400 mAh Li-ion (LITHIUMBATTERIE) | F Füllstandsanzeige |
| C Ladeschnittstelle | G Gangschalter |
| D Abnehmbarer Massagekopf | |

1. INHALT

- 1x gebrauchsanweisung
- 1x Schnurloses Massagegerät
- 1x 2400 mAh Li-ion (LITHIUMBATTERIE)
- 1x auflader EU)
- 6x Abnehmbarer Massagekopf

2. PRODUKTBESCHREIBUNG

Schnurlos-Massagegerät mit 4 verschiedenen Vibrationen Geschwindigkeiten. Ermöglicht eine starke Entlastung der Muskeln und eine schnellere, effektivere Erholung für Sportler.

EIGENSCHAFTEN

- lärmreduzierung
- 4 Geschwindigkeitsstufen
- 2400 mAh Li-ion (lithiumbatterie)
- 1-jährige garantie

3. GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Verwenden Sie dieses Gerät nicht länger als 30 Minuten am Stück. Dieses Gerät sollte nur mit dem mitgelieferten zertifizierten Ladegerät verwendet werden.

AUFLADEN

Bevor Sie das Gerät an die Stromzufuhr anschließen, stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung auf dem Typenbild mit dem Gerät kompatibel ist. Laden Sie die Batterien vor der ersten Anwendung auf.



1. Die erste Aufladen dauert 12 Stunden, dann 2 Stunden für nachfolgende Ladungen
2. Stellen Sie sicher, dass das Gerät aus ist.
3. Schließen Sie das Ladegerät an.
4. Die Stromanzeige leuchtet auf und beginnt zu blinken, siehe Abbildung 1.
5. Der Aufladevorgang ist beendet, wenn die vier Leuchtanzeigen ohne Blinken leuchten, siehe Abbildung 2.

DEN MASSAGEKOPF ANBRINGEN

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Setzen Sie das Zubehörtail auf die Vorderseite (Rille) des Geräts (siehe Abbildung 3).
3. Wenn Sie den Massagekopf wechseln möchten, drehen Sie den Aufsatz und ziehen Sie ihn vom Gerät ab (siehe Abbildung 4).



STARTEN/PASSEN SIE DIE GESCHWINDIGKEITSSTUFE AN

1. Schalten Sie den Netzschalter ein (A) - die Stromanzeige leuchtet (E).
2. Drücken Sie den Getriebeschalter (G) - die Geschwindigkeitseinstellung vibriert in der ersten Geschwindigkeitsstufe.
3. Drücken Sie den Getriebeschalter, um die Geschwindigkeit anzupassen.
4. Das Gerät verändert die Geschwindigkeit jedes Mal, wenn Sie den Power-Knopf drücken.
5. Das Gerät schaltet sich alle 10 Minuten während der Anwendung automatisch aus.
6. Drücken Sie dann wieder den Power-Knopf, um das Gerät weiter zu verwenden.
7. AUSSCHALTEN: Drücken Sie den Getriebeschalter und schalten Sie den Netzschalter aus.

NICHT VERWENDEN

Passen Sie nicht die Geschwindigkeit / Frequenz oder entfernen Sie den Akku nicht, während das Massagegerät eingeschaltet ist.

REINIGUNG

- benutzen Sie ein Handtuch oder weiches Tuch, um die Oberflächenfeuchte abzuwischen
- von Wärmequellen und Flüssigkeiten fernhalten
- vor der Sonne schützen
- im Schatten trocknen

WARTUNG

- Akkus sind nicht dafür bestimmt, von den Benutzern ausgetauscht oder entfernt zu werden
- wenn es zu Problemen mit der Stromzufuhr kommt, kontaktieren Sie bitte das Service-Center
- wenn das Gerät defekt ist, versuchen Sie bitte nicht, es zu reparieren, indem Sie das Gerät selbst auseinandernehmen (dies führt automatisch zum automatischen Verfall der Garantie)

Für den Fall, dass Sie das Gerät mit auf eine Flugreise nehmen, wird empfohlen, dass Sie die Batterie im Handgepäck mit sich führen.

4. WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, bevor Sie dieses Produkt benutzen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Unsachgemäße Verwendung und Anwendung kann zu Verletzungen führen. Fragen Sie eine qualifizierte Person nach der richtigen Anwendung. Wenn Sie medizinisch behandelt werden / unerklärliche Schmerzen haben; Fragen Sie Ihren Arzt, bevor Sie dieses Gerät verwenden.

NICHT VERWENDEN

Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie gesundheitliche Probleme haben oder wenn bei Ihnen Folgendes vorliegt: Schwangerschaft, Diabetes, kürzlich durchgeführte Operationen, Epilepsie oder Migräne, Bandscheibenvorfälle, Spondylolisthesis oder Spondylose, kürzlich durchgeführter Gelenkersatz oder IUPs und Metallstifte/-platten.

VORSICHT

- stellen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten
- verwenden Sie das Gerät nicht länger als 30 Minuten am Stück
- wenden Sie das Gerät nicht an Ihrem Kopf oder in Nähe der Genitalien an
- verwenden Sie dieses Gerät nicht zur Ergänzung oder Ersetzung medizinischer Behandlungen
- verwenden Sie es nicht, wenn Sie unerklärliche Schmerzen haben
- verwenden Sie es nicht, wenn Sie medizinische Ausrüstung benutzen

5. 1-JÄHRIGE GARANTIE

Wenn dieses Gerät innerhalb von einem Jahr nach Kaufdatum Mängel aufgrund eines Defekts in Material oder Bearbeitung aufweist, wird der internationale Vertreter, Händler oder Einzelhändler, von dem Sie das Gerät gekauft haben, es kostenlos reparieren oder die entsprechenden Teile austauschen.

Sie müssen den Kaufnachweis einschließlich der eindeutigen Identifikationsnummer auf der Verpackung vorlegen, da Sie sonst von der Garantie ausgeschlossen werden.

VON DER GARANTIE AUSGESCHLOSSEN

- a) sind Geräte, die nicht entsprechend der Pflegehinweise des Geräts verwendet wurden;

- b) sind Geräte, bei denen das Kaufdatum, einschließlich der eindeutigen Identifikationsnummer auf der Verpackung, nicht nachgewiesen werden kann.
- c) sind Schäden, die aufgrund eines Unfalls, Missbrauchs, Fehlbildung oder Transport verursacht wurden;
- d) sind Geräte, die unautorisiert repariert wurden die nicht von autorisierten Reparaturbetrieben des Herstellers / Händler durchgeführt wurden;
- e) sind Schäden, die die Kosten des Produkts übersteigen;
- f) ist die Zerstörung des gelieferten Produkts aufgrund von unsachgemäßer Aufbewahrung und/oder unsachgemäßen Sicherheitsvorkehrungen beim Kunden;

Einige Staaten und Länder erlauben keine Schadensbegrenzung, deshalb könnten die vorangegangenen Begrenzungen auf Sie nicht zutreffen. Diese Garantie garantiert bestimmte Rechte, und andere Rechte können von Land zu Land und von Staat zu Staat verschieden sein. Diese Garantieleistung wird durch die Öffnungspolitik und -verfahren bei Medice Sports Europe B.V. verfügbar gemacht. Wenn Sie ein Kunde sind, kontaktieren Sie in Garantiefällen bitte die entsprechende Händler, Geschäftseinheit, oder Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, und befolgen Sie die Verfahren für die Autorisierung. Diese Garantie wird von Medice Sports Europe B.V. veranlasst und ausgeführt.

TECHNISCHE DATEN

AC Ladegerät	
Nennaufnahmeleistung	100/240V - 50/60Hz, 24W
Nennaufnahmeleistung	24V/1A
Batterie	
Nennspannung	21,6V 61NR19/66
Typ	Li-ion
Leistung	2400 mAh
Laufzeit	3 - 6 uur
Aufladezeit	120 min
Massagegerät	
Leerlaufdrehzahl	1300-3300 min / max
Strom	126W max
Frequenz	1. Gang: 1300 2. Gang: 1800 3. Gang: 2500 4. Gang: 3300
Gewicht	1200g/2400g (incl charger & retailbox)
Verpackungsgröße	39 x 23,5 x 9 cm
Schalldruckpegel IpA	72dB (A)
Akustischer Leistungspegel LwA	73dB (A)

GB Contact the distributor with questions / complaints or to report an adverse reaction.
NL Voor vragen, klachten of het melden van bijwerkingen, kunt u contact opnemen met de distributeur.
FR Contactez le distributeur si vous avez des questions / réclamations ou pour signaler un effet indésirable.
DE Kontaktieren Sie bei Fragen / Beschwerden den Händler oder um eine Nebenwirkung zu melden.

WE CARE U SPORT.

Manufacturer

SUZHOU PINEAPPLE HEALTH
TECHNOLOGY CO., LIMITED.
RM B311, NO.1 GUANTANG ROAD,
XIANGCHENG, SUZHOU, CHINA

Distributor

Medicc Sports Europe B.V.
Heresingel 5, 9711 EP Groningen
The Netherlands +31 503050069
www.mediccsports.com

REF 89-600001-01-001
20600003

