

## GB INSTRUCTION FOR USE

Read the instruction for use before using the product. Store at room temperature. Avoid storing product in direct sunlight and/or high temperatures. External use only.

### 1. CONTENTS

- 1x Instruction for use
- 1x Aerosol dispenser contains 200 ml

### CONTAINS

Hexamethyldisiloxane, Propan-2-ol, Butane, Ethanol, Propane, Isobutane.

### INGREDIENTS ACCORDING TO DETERGENTS GUIDLINE 648/2004/EC

Aliphatic hydrocarbons ≥30%.

### 2. DESCRIPTION

Tape Remover is an aid to easily remove sports and kinesio tapes. The spray dissolves the adhesive layer of the tape quickly and effectively making removal less painful. Developed for (top) athletes, sports carers, masseurs and physiotherapists.

### 3. INTENDED USE / INDICATIONS FOR USE

This product is indicated for the removal of sports tape and other products using adhesives on the skin.

The product is intended for use on:

- healthy people over 12 years of age
- external use only

**Do not** spray directly on the skin.

### 4. INSTRUCTIONS FOR USE

1. Shake well before use.
2. Spray the product, 5-7 seconds from a distance of 20-30 cm, in a circular motion on the adhesive tape.
3. Allow the product to soak the tape.
4. Remove the tape gently
  - if the tape pulls too much on the skin; re-apply.

### 5. WARNINGS & PRECAUTIONS

**DANGER** Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Very toxic to aquatic life. Toxic to aquatic life with long lasting effects. Buildup of explosive mixtures possible without sufficient ventilation.

Read label before use. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. **IF INHALED:** Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. **IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. Store in a well-ventilated place. Avoid release to the environment. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

### 6. CONTRAINDICATIONS

DO NOT USE

- if sensitive to one of the ingredients
- directly on the skin or on wounds
- in or around facial areas or genitals

When pregnant or breastfeeding consult a doctor before use.

### 7. POTENTIAL ADVERSE EVENTS

May cause drowsiness or dizziness, consult your physician immediately.

### 8. COMPLAINTS & CUSTOMER SERVICE SUPPORT

Contact the manufacturer with questions/complaints or to report an adverse reaction.

## NL GEBRUIKSAANWIJZING

Lees voor gebruik van dit product de bijsluiter. Bewaar bij kamertemperatuur. Niet in direct zonlicht en/of bij hoge temperaturen bewaren. Alleen voor uitwendig gebruik.

### 1. INHOUD

- 1x Gebruiksaanwijzing
- 1x Aerosol spuitbus inhoud 200 ml

### BEVAT

Hexamethyldisiloxane, 2-propanol, Butaan, Ethanol, Propan, Isobutaan.

### BESTANDDELEN VOLGENS DE DETERGENTENRICHTLIJN 648/2004/EG

Alifatische koolwaterstoffen ≥30%.

### 2. PRODUCTOMSCHRIJVING

De Tape Remover is een hulpmiddel om sport- en kinesiotapes makkelijk te verwijderen. De spray lost de lijm laag van de tape snel en effectief op waardoor verwijderen minder pijnlijk is. Ontwikkeld voor (top)sporters, sportverzorgers, masseurs en fysiotherapeuten.

### 3. GEBRUIKSDOEL / INDICATIES

Dit product is bestemd voor het comfortabel verwijderen van sporttapes en andere producten waarbij de huid in contact komt met lijm.

Dit product is bestemd voor toepassing:

- bij gezonde personen van ten minste 12 jaar
- voor uitwendig gebruik

**Gebruik niet** rechtstreeks op de huid.

### 4. GEBRUIKSINSTRUCTIES

1. Goed schudden voor gebruik.
2. Spray het product gedurende 5-7 seconden, op 20-30 cm afstand, in een draaiende beweging op de tape/lijm laag.
3. Laat het product even inwerken op de tape.
4. Verwijder daarna voorzichtig de tape.
  - pas opnieuw toe indien de tape nog teveel trekt aan de huid.

### 5. WAARSCHUWINGEN & VOORZORGSMATREGELEN

**GEVAAR** Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Zonder voldoende ventilatie is de vorming van een explosief mengsel mogelijk.

Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. **NA INADEMING:** de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. **BIJ CONTACT MET DE OGEN:** voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Voorkom lozing in het milieu. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

### 6. CONTRA-INDICATIES

GEBRUIK NIET

- bij overgevoeligheid voor een van de ingrediënten
- direct op de huid of op wonden
- in of rond het gelaat of genitaliën

Indien u zwanger bent of borstvoeding geeft, neem dan eerst contact op met uw arts voordat u dit product gebruikt.

### 7. POTENTIËLE BIJWERKINGEN

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken, raadpleeg uw arts onmiddellijk.

### 8. KLACHTEN & KLANTENSERVICE

Voor vragen, klachten of het melden van bijwerkingen, kunt u contact opnemen met de fabrikant.



instruction for use  
gebruiksaanwijzing  
mode d'emploi  
gebrauchsanweisung

## Tape Remover

adhesive  
remover spray

**NL** lijmverwijderaar spray  
**FR** spray pour enlever les bandes adhésives  
**DE** Spray zum Entfernen von Klebeband

**TAPE & BANDAGE**

**WE CARE U SPORT.**

Lisez les instructions d'utilisation avant d'utiliser ce produit. Entreposer à la température ambiante. Éviter d'entreposer le produit à la lumière directe du soleil et/ou à des températures élevées. Seulement en usage externe.

## 1. CONTENU

- 1x Mode d'emploi
- 1x Aerosol dispenser contenant 200 ml

## CONTIENT

Hexamethyldisiloxane, 2-propanol, Butane, Ethanol, Propane, Isobutane.

## RÈGLEMENT (CE) NO 648/2004 RELATIF AUX DÉTERGENTS / ÉTIQUETAGE DU CONTENU

Hydrocarbures aliphatiques ≥30%.

## 2. DESCRIPTION

Tape Remover est destiné à enlever facilement les bandes de sport et les bandes de kiné. Le spray dissout rapidement et efficacement la couche adhésive de la bande, ce qui en rend l'enlèvement moins douloureux. Conçu pour les sportifs (de haut niveau), les soigneurs sportifs, les masseurs et les kinésithérapeutes.

## 3. UTILISATION / INDICATIONS

Ce produit est indiqué pour le retrait des rubans de sport et autres produits utilisant des adhésifs sur la peau.

Ce produit est destiné à être utilisé:

- sur des personnes en bonne santé de plus de 12 ans
- seulement en usage externe

**Ne pas utiliser** directement sur la peau.

## 4. INSTRUCTIONS POUR LE TRAITEMENT

1. Bien secouer avant utilisation.
2. Vaporisez le produit, 5-7 secondes à une distance de 20-30 cm, dans un mouvement circulaire, sur le ruban adhésif.
3. Laissez le produit imprégner le ruban adhésif.
4. Enlever doucement le ruban adhésif
  - si le ruban adhésif colle encore trop sur la peau, appliquez de nouveau le produit.

## 5. MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

**DANGER** Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Très toxique pour les organismes aquatiques. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Sans aération suffisante, il peut y avoir formation de mélanges explosifs.

Lire l'étiquette avant utilisation. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les poussières /fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. **EN CAS D'INHALATION:** transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Stocker dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122 °F. Éliminer le contenu /récipient conformément à la réglementation locale / régionale/ nationale internationale.

## 6. CONTRE-INDICATIONS

NE PAS UTILISER

- en cas de sensibilité à un des ingrédients
- directement sur la peau ou des blessures
- sur ou près du visage ou des organes génitaux

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, consultez un médecin avant utilisation.

## 7. EFFETS INDÉSIRABLES POTENTIELS

Peut provoquer somnolence ou vertiges, consultez votre médecin immédiatement.

## 8. RÉCLAMATIONS ET SERVICE CLIENTÈLE

Contactez le fabricant si vous avez des questions /réclamations ou pour signaler un effet indésirable.

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, bevor Sie dieses Produkt benutzen. Bei Raumtemperatur zu lagern. Nicht im direkten Sonnenlicht oder in hohen Temperaturen aufbewahren. Für die äußere Anwendung.

## 1. INHALT

- 1x Gebrauchsanweisung
- 1x Aerosolspender inhalt 200 ml

## ENTHÄLT

Hexamethyldisiloxan, Propan-2-ol, Butan, Ethanol, Propan, Isobutan.

## VERORDNUNG (EG) NR. 648/2004 ÜBER DETERGENZIEN / KENNZEICHNUNG DER INHALTSSTOFFE

Aliphatische Kohlenwasserstoffe ≥30%.

## 2. PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Tape-Entferner ist ein Hilfsmittel, um Sport- oder Kinesiologie Tapes einfach zu entfernen. Das Spray löst die Klebelage des Tapes schnell und effektiv auf, wodurch das Entfernen weniger schmerzhaft wird. Entwickelt für (Spitzen-)Sportler, Sportmediziner, Masseure und Physiotherapeuten.

## 3. VERWENDUNG / INDIKATIONEN

Dieses Produkt ist für die Entfernung von Sporttapes und anderen Produkten, die Klebstoffe auf der Haut verwenden, angezeigt.

Das Produkt ist bestimmt für:

- gesunde Personen über 12 Jahre
- die äußere Anwendung

**Verwende nicht** direkt auf der Haut.

## 4. GEBRAUCHSANWEISUNGEN

1. Vor Gebrauch gut schütteln.
2. Sprühen Sie das Produkt 5-7 Sekunden aus einer Entfernung von 20-30 cm in kreisender Bewegung auf die Klebeband.
3. Lassen Sie das Produkt das Tape durchnässen.
4. Entfernen Sie das Tape sanft
  - Wenn das Tape zu sehr auf der Haut zieht; dann tragen Sie es erneut auf.

## 5. WARNHINWEISEN & VORSICHTSMASSNAHMEN

**GEFAHR** Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Sehr giftig für Wasserorganismen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. **BEI EINATMEN:** Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.

## 6. GEGENANZEIGEN

VERWENDE NICHT

- wenn Sie auf einen der Inhaltsstoffe empfindlich reagieren
- direkt auf der Haut oder auf Wunden
- im oder um den Gesichtsbereich oder Genitalien

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, suchen Sie vor Gebrauch einen Arzt auf.

## 7. MÖGLICHE UNERWÜNSCHTE REAKTIONEN

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen, Konsultiere sofort deinen Arzt.

## 8. BESCHWERDEN UND KUNDENDIENST

Kontaktieren Sie den Hersteller bei Fragen/Beschwerden oder um eine Nebenwirkung zu melden.

**WE CARE U SPORT.**

