

GB INSTRUCTION FOR USE

Read the instruction for use before using the product. Store at room temperature. Avoid storing product in direct sunlight and/or high temperatures. Use in well-ventilated areas. External use only.

1. CONTENTS

1x Instruction for use
1x Aerosol dispenser contains 200 ml

INGREDIENTS

DIMETHICONE, BUTANE, PROPANE, DIETHYLHEXYL CARBONATE, ISOBUTANE

2. DESCRIPTION

Zero Friction creates a thin, smooth protective layer on the skin, to prevent and reduce friction or abrasion. The spray must be applied before or during sports effort. Athletes experience more comfort during training and competitions.

FEATURES

- prevents and reduces friction and abrasion
- reduces the risk of blistering and/or skin irritation
- preventive protection product
- provides dry, chapped or rough skin

The spray will help you to put on and take off wet-suits or diving suits, as a result of the smooth layer. It also prevents hot-spots caused by sports shoes or clothing, compression clothing and/or (sporting) aids. Vital piece of kit for walkers, runners, triathletes, mountain climbers, watersport enthusiasts, cyclists and/or other endurance sports people.

3. INTENDED USE / INDICATIONS FOR USE

The spray prevents and reduces friction, abrasion, blistering and/or skin irritation. The product is intended for use on:

- healthy people over 12 years of age
- the skin as a protective layer
- preventive against blisters
- only on intact skin
- external use only

4. INSTRUCTIONS FOR USE

Can be applied without smearing.

1. Use in a well-ventilated area only.
2. Shake well before use.
3. Keep the aerosol dispenser 10 cm away from the skin.
4. Apply the spray evenly.
5. Repeat until the desired coverage has been reached.

May become slippery after application. Risk of slipping.

Stop using the product immediately when skin irritation occurs.

5. WARNINGS & PRECAUTIONS

Read label before use. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Keep away from heat; hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122°F. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.

6. CONTRAINDICATIONS

DO NOT USE

- if sensitive to one of the ingredients
- if skin irritation occurs
- when the skin is irritated or inflamed
- near the mouth, nose, eyes or genitals

When pregnant or breastfeeding consult a doctor before use.

7. POTENTIAL ADVERSE EVENTS

Stop using the product immediately if skin irritation occurs.

8. COMPLAINTS & CUSTOMER SERVICE SUPPORT

Contact the manufacturer with questions/complaints or to report an adverse reaction.

NL GEBRUIKSAANWIJZING

Lees voor gebruik van dit product de bijsluiter. Bewaar bij kamertemperatuur. Niet in direct zonlicht en/of bij hoge temperaturen bewaren. Gebruik in een goed geventileerde ruimte. Alleen voor uitwendig gebruik.

1. INHOUD

1x Gebruiksaanwijzing
1x Aerosol spuitbus inhoud 200 ml

INGREDIËNTEN

DIMETHICONE, BUTANE, PROPANE, DIETHYLHEXYL CARBONATE, ISOBUTANE

2. PRODUCTOMSCHRIJVING

Zero Friction zorgt voor een dunne-, gladde beschermlaag op de huid, ter voorkoming en verminderen van wrijving of schuring. De spray dient voorafgaand of tijdens de sportinspanning aangebracht te worden. Sporters ervaren een hoger comfort tijdens training en wedstrijden.

KENMERKEN

- voorkomt en vermindert wrijving en schuring
- verkleint het risico op blaarvorming en/of huidirritatie
- preventief beschermingsproduct
- verzorgt een droge, schrale of ruwe huid

De spray helpt bij het makkelijk aan- en uittrekken van wetsuit en duikpak door de gladde beschermlaag. Tevens vermindert het hot-spots veroorzaakt door sportschoen of (sport) compressie kleding en/of (sport)hulpmiddel. Onmisbaar hulpmiddel voor wandelaars, hardlopers, triatleten, bergbeklimmers, watersporters, fietssporters en/of overige duursporters.

3. GEBRUIKSDOEL / INDICATIES

De spray voorkomt en vermindert wrijving, schuring, blaarvorming en / of huidirritatie. Dit product is bestemd voor toepassing:

- bij gezonde personen van ten minste 12 jaar
- op de huid als beschermende laag
- preventief tegen blaren
- uitsluitend op onbeschadigde huid
- alleen voor uitwendig gebruik

4. GEBRUIKSIINSTRUCTIES

- Kan zonder uitsmeren worden aangebracht.
1. Gebruik in een goed geventileerde ruimte.
 2. Goed schudden voor gebruik.
 3. Houd de spray op een afstand van 10 cm van de huid.
 4. Spray gelijkmäßig opbrengen.
 5. Herhaal dit totdat de gewenste dekking is bereikt.

Kan glad worden na aanbrengen, kans op uitglijden.

Stop onmiddellijk de behandeling wanneer huidirritatie optreedt.

5. WAARSCHUWINGEN & VOORZORGSAMATREGELEN

Alvoren te gebruiken het etiket lezen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen sputten. Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C / 122 °F. Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

6. CONTRA-INDICATIES

GEBRUIK NIET

- bij overgevoeligheid voor een van de ingrediënten
- wanneer huidirritatie optreedt
- indien de huid is geirriteerd of ontstoken
- op naast de mond, neus, ogen of de genitaliën

Indien u zwanger bent of borstvoeding geeft, neem dan eerst contact op met uw arts voordat u dit product gebruikt.

7. POTENTIEËLE BIJWERKINGEN

Stop onmiddellijk de behandeling wanneer huidirritatie optreedt.

8. KLACHTEN & KLANTENSERVICE

Voor vragen, klachten of het melden van bijwerkingen, kunt u contact opnemen met de fabrikant.



instruction for use
gebruiksaanwijzing
mode d'emploi
gebrauchsanweisung

Zero Friction
chafing protection spray

NL beschermingsspray tegen schuren
FR spray de protection contre les frottements
DE Wundschutzspray

PROTECTION

WE CARE U SPORT.

FR MODE D'EMPLOI

Lisez les instructions d'utilisation avant d'utiliser ce produit. Entreposer à la température ambiante. Éviter d'entreposer le produit à la lumière directe du soleil et / ou à des températures élevées. Utiliser dans un endroit bien aérés. Seulement en usage externe.

1. CONTENU

1x Mode d'emploi
1x Aerosol dispenser contenant 200 ml

CONTIENT

DIMETHICONE, BUTANE, PROPANE, DIETHYLHEXYL CARBONATE, ISOBUTANE

2. DESCRIPTION

Zero Friction crée une couche de protection fine et lisse sur la peau pour prévenir et réduire le frottement et l'irritation. Le spray doit être appliqué avant ou pendant l'activité sportive. Les athlètes ressentent plus de confort lors des entraînements et des compétitions.

FONCTIONNALITÉS

- prévient et réduit la friction et l'abrasion
- réduit les risques d'ampoules et d'irritation de la peau
- produit de protection préventive
- provoque une peau sèche, gercée ou rugueuse

Grâce à sa couche lisse, le spray vous aidera à enfiler et à enlever des combinaisons humides ou de plongée. Il peut aussi prévenir les points sensibles causés par les chaussures ou vêtements de sport, les vêtements de compression ou autres accessoires (de sport). Accessoire indispensable pour les randonneurs, coureurs, triathlètes, alpinistes, amateurs de sports nautiques, cyclistes et autres sportifs d'endurance.

3. UTILISATION / INDICATIONS

Le spray prévient et réduit les frottements, l'abrasion, les ampoules et / ou les irritations de la peau. Ce produit est destiné à être utilisé:

- sur des personnes en bonne santé de plus de 12 ans
- sur la peau comme couche protectrice
- préventif contre les ampoules
- sur une peau intacte uniquement
- seulement en usage externe

4. INSTRUCTIONS POUR LE TRAITEMENT

Peut être appliqué sans bavures

- Utiliser dans un endroit bien aérés.
- Bien secouer avant utilisation.
- Tenez l'aérosol à 10 cm de la peau.
- Appliquez le spray uniformément.
- Répétez jusqu'à ce que la couverture souhaitée soit atteinte.

Peut devenir glissant après l'application. Risque de glissement.

Arrêtez d'utiliser le produit immédiatement en cas d'irritation de la peau.

5. MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Lire l'étiquette avant utilisation. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas percer, ni brûler, même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

6. CONTRE-INDICATIONS

NE PAS UTILISER

- en cas de sensibilité à un des ingrédients
- en cas d'irritation cutanée
- si la peau est irritée ou enflammée
- près de la bouche, du nez, des yeux ou des organes génitaux

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, consultez un médecin avant utilisation.

7. EFFETS INDÉSIRABLES POTENTIELS

Arrêtez d'utiliser le produit immédiatement en cas d'irritation de la peau.

8. RÉCLAMATIONS ET SERVICE CLIENTÈLE

Contactez le fabricant si vous avez des questions / réclamations ou pour signaler un effet indésirable.

DE GEBRAUCHSANWEISUNG

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, bevor Sie dieses Produkt benutzen. Bei Raumtemperatur zu lagern. Nicht im direkten Sonnenlicht oder in hohen Temperaturen aufbewahren. Nur in gut belüfteten Räumen einsetzen. Für die äußere Anwendung.

1. INHALT

- 1x Gebrauchsanweisung
1x Aerosolspender Inhalt 200 ml

ENTHÄLT

DIMETHICONE, BUTANE, PROPANE, DIETHYLHEXYL CARBONATE, ISOBUTANE

2. PRODUKTBESCHREIBUNG

Zero Friction bildet eine dünne, glatte Schutzschicht auf der Haut, um Reibungen oder Scheuerstellen zu verhindern und zu reduzieren. Das Spray muss vor oder während der sportlichen Aktivität aufgesprüht werden. Sportler erleben mehr Komfort beim Training und bei Wettkämpfen.

EIGENSCHAFTEN

- verhindert und reduziert Reibung und Abrieb
- reduziert das Risiko von Blasenbildung und / oder Hautreizungen
- vorbeugendes Schutzprodukt
- für trockene, rissige oder rauhe Haut

Das Spray hilft Ihnen beim An- und Ausziehen von Neoprenanzügen oder Tauchanzügen, da es eine glatte Unterschicht bildet. Es verhindert auch Hot-Spots, die durch Sportschuhe oder -kleidung, Kompressionskleidung und / oder (Sport-) Hilfsmittel verursacht werden. Ein unverzichtbares Set für Wanderer, Läufer, Triathleten, Bergsteiger, Wassersportler, Radfahrer und / oder andere Ausdauersportler.

3. VERWENDUNG / INDIKATIONEN

Das Spray verhindert und reduziert Reibung, Abrieb, Blasenbildung und / oder Hautreizungen. Das Produkt ist bestimmt für:

- gesunde Personen über 12 Jahre
- auf der Haut als Schutzschicht
- vorbeugend gegen Blasen
- die Verwendung nur auf intakter Haut
- die äußere Anwendung

4. GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Kann angewendet werden, ohne zu verschmieren.

- Nur in gut belüfteten Räumen einsetzen.
- Vor Gebrauch gut schütteln.
- Halten Sie den Aerosolspender 10 cm von der Haut entfernt.
- Das Spray gleichmäßig auftragen.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die gewünschte Abdeckung erreicht ist.

Kann nach der Anwendung rutschig sein. Rutschgefahr.

Stoppen Sie den Gebrauch des Produkts umgehend, wenn Hautreizungen auftreten.

5. WARINHINWEISEN & VORSICHTSMASSNAHMEN

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquellen sprühen. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen

6. GEGENANZEIGEN

VERWENDE NICHT

- wenn Sie auf einen der Inhaltsstoffe empfindlich reagieren
- bei Hautreizung
- wenn die Haut gereizt oder entzündet ist
- in Nähe des Mundes, der Nase, den Augen oder Genitalien

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, suchen Sie vor Gebrauch einen Arzt auf.

7. MÖGLICHE UNERWÜNSCHTE REAKTIONEN

Stoppen Sie den Gebrauch des Produkts umgehend, wenn Hautreizungen auftreten.

8. BESCHWERDEN UND KUNDENDIENST

Kontaktieren Sie den Hersteller bei Fragen/ Beschwerden oder um eine Nebenwirkung zu melden.

WE CARE U SPORT.

